

Anti-Asah2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr71

Artikelnummer: CM0012897



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ASA2 (Neutrale Ceramidase), validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Anwendbar in der Ceramid-Signalgebung, Sphingolipid-Stoffwechsel- und Apoptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNAC1; BCDase; LCDase; NCDase; N-CDase; ASA2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	56624
Gen-ID	56624
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-340 von humanem ASA2 (NP_001137446.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR71
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel