

Anti-Asap2 Polyklonaler Antikörper Für Wb - 043150

Artikelnummer: CM0022113

Einführung

Kaninchchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ASAP2 (DDEF2/PAG3). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Forschung zu vesikulärem Transport und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASAP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAP; PAG3; AMAP2; DDEF2; SHAG1; CENTB3; Pap-alpha; ASAP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8853
Gen-ID	8853
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem ASAP2 (NP_001128663) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43150
Proteingewicht	112kDa
Versand	Eisbeutel