

## Anti-Asb13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wxk3

Artikelnummer: CM0015121

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ASB13, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. ASB13 ist eine Substraterkennungskomponente einer SCF-ähnlichen E3-Ubiquitin-Ligase und vermittelt den Proteinabbau. Ideal für die Erforschung der Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ASB13-Kaninchen-pAb                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | ASB13                                                                                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 79754                                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 79754                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-278 des humanen ASB13 (NP_078977.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                 |
| SWISS             | Q8W XK3                                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 30 kDa                                                                                                                                      |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                    |