

Anti-Asb17 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Vhp9

Artikelnummer: CM0021669

Einführung

Kaninchen-polychronale Antikörper gegen ASB17 (Ankyrin-Repeat- und SOCS-Box-Protein 17). Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit menschlichen und Ratten-Arten. Proteingewicht ca. 34 kDa. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASB17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	4933436O18Rik; ASB17
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	66772
GeneID	66772
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 78-177 von Maus-ASB17 (NP_080034.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8VHP9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel