

Anti-Asb2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Q27

Artikelnummer: CM0022811

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ASB2, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität in Mensch und Ratte. Ideal zur Untersuchung des ubiquitinvermittelten Abbaus in der kardialen und hämatopoetischen Forschung. SWISS: Q96Q27.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASB2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ASB-2; ASB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51676
Gen-ID	51676
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 448-587 des humanen ASB2 entspricht (NP_057234.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96Q27
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku