

Anti-Asb3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y575

Artikelnummer: CM0023040

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ASB3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes ASB3. Ideal für die Forschung am Ubiquitin-Proteasom-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASB-3; ASB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51130
GenID	51130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-145 von humanem ASB3 (NP_057199.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y575
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel