

Anti-Asb4 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Y574

Artikelnummer: CM0024663

Einführung

Hochwertiger Anti-ASB4-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines ASB4, eine SOCS-Box-E3-Ligase, die an der Gefäßentwicklung und Ubiquitinierung beteiligt ist. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	ASB4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASB-4; ASB4
Spezies	Human
GeneID (Human)	51666
GeneID	51666
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 von humanem ASB4 (NP_665879.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y574
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche