

Anti-Ascc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N9N2

Artikelnummer: CM0024522



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ASCC1 (ASC-1-Komplex-Untereinheit p50) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für DNA-Reparatur- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p50; CGI-18; SMABF2; ASC1p50; ASCC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51008
GenID	51008
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem ASCC1 (NP_001185727.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N9N2
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel