

Anti-Ascc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H1I8

Artikelnummer: CM0013786



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ASCC2, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der DNA-Reparatur und der Ribosomen-Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASCC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p100; ASC1p100; ASCC2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84164
GeneID	84164
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 488-757 des humanen ASCC2 (NP_115580.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H1I8
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Kühlakku