


Anti-Ascc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3C0

Artikelnummer: CM0027892



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes ASCC3 (asc1p200/HELIC1) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Erkennt ein ~251 kDa Protein, das an der DNA-Alkylierungsreparatur und der Ribosomenqualitätskontrolle beteiligt ist. Ideal für die Forschung. UniProt Q8N3C0.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ASCC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNAH; HELIC1; ASC1p200; ASCC3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10973
GenID	10973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-111 von humanem ASCC3 (NP_071374.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N3C0
Proteingewicht	251kDa
Versand	Eisbeutel