

Anti-Ascl4-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Xd76

Artikelnummer: CM0006492

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Anti-ASCL4-Kaninchenantikörper für WB, IF/ICC und ELISA. Spezifisch für humanes ASCL4, einen an der Hautentwicklung beteiligten Transkriptionsfaktor. Geeignet für die Forschung in Dermatologie und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASCL4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Art	Mensch
GeneID	121549 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen ASCL4 (NP_982260.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6XD76
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Icebag