

Anti-Ascl4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Xd76

Artikelnummer: CM0016351

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ASCL4 (bHLHa44), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA in humanen, murinen und Rattensproben. Geeignet für die Erforschung von Hautentwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASCL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Spezies	Human
GeneID (Human)	121549
GeneID	121549
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von humanem ASCL4 (NP_982260.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6XD76
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel