


Anti-Asct2/Slc1A5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15758

Artikelnummer: CM0006849



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches ASCT2/SLC1A5 (Neutraler Aminosäure-Transporter B(0)) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für Forschung zu Glutamin-Stoffwechsel, D-Serin-Transport und retroviralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASCT2/SLC1A5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; ASCT2/SLC1A5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6510
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 483-541 von menschlichem ASCT2/SLC1A5 (NP_005619.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q15758
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel