


Anti-Asc/Tms1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz3

Artikelnummer: CM0007471



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ASC/TMS1 (PYCARD) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Schlüsseladapter in der Apoptose- und Inflammasom-Signalgebung. Geeignet für Immunologie- und Onkologiestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASC/TMS1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29108
Gen-ID	29108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 4-110 von humanem ASC/TMS1 (NP_037390.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULZ3
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche