


Anti-Asc/Tms1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9ULZ3

Artikelnummer: CM0023109



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ASC/TMS1 (Q9ULZ3). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Inflammasom-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASC/TMS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Spezies	Human
GeneID (Human)	29108
GeneID	29108
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-91 von humanem ASC/TMS1 (NP_037390.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULZ3
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel