

Anti-Asf1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvp2

Artikelnummer: CM0025871



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Histon-Chaperon ASF1B (CIA-II) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Ein wichtiges Werkzeug für die Forschung zu Chromatin-Assemblierung und Nukleosomen-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ASF1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIA-II; ASF1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55723
GenID	55723
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NVP2
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel