


Anti-Asgr1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07306

Artikelnummer: CM0027591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ASGR1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. ASGR1 ist ein hepatoxyten-spezifisches Lektin, das den Glykoprotein-Clearance, die Thrombozytenentfernung und den SARS-CoV-2-Eintritt vermittelt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASGR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Spezies	Human
GeneID (Human)	432
GeneID	432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-150 von humanem ASGR1 (NP_001662.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P07306
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche