


Anti-Asgr1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P07306

Artikelnummer: CM0014510



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes ASGR1, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Endozytose und des SARS-CoV-2-Eintritts.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASGR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HL-1; ASGPR; ASGPR1; CLEC4H1; ASGR1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	432
GenID	432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 62-291 des humanen ASGR1 (NP_001662.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07306
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku