


Polyklonaler Anti-Asgr2-Antikörper Für Wb, Elisa - P07307

Artikelnummer: CM0018299



Einführung

Der polyklonale Anti-ASGR2-Antikörper von CamelBio (Kaninchen) erkennt humanes ASGR2, zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte und ist für WB und ELISA validiert. Ideal zur Untersuchung der Endozytose von Asialoglykoproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASGR2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	433
GeneID	433
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 131-287 des humanen ASGR2 (NP_550435.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P07307
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku