


Anti-Asgr2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P07307

Artikelnummer: CM0009915



Einführung

Anti-ASGR2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Zielt auf menschliches Asialoglykoprotein-Rezeptor 2 (HL-2, CLEC4H2), ein hepatischer Lektin, das die Endozytose von desialylierten Glykoproteinen vermittelt. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASGR2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	433
GenID	433
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-311 von menschlichem ASGR2 (NP_550435.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07307
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel