


## Anti-Asgr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P07307

Artikelnummer: CM0029411



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ASGR2 (Asialoglykoprotein-Rezeptor 2), validiert für WB, IF-P, ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur hepatischen Glykoprotein-Endozytose und Leber-Targeting.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ASGR2 Kaninchen pAb                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | HL-2; HBXBP; ASGPR2; ASGP-R2; CLEC4H2; ASGR2                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 433                                                                                          |
| GenID             | 433                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 58-287 von humanem ASGR2 (NP_550435.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                 |
| SWISS             | P07307                                                                                       |
| Proteingewicht    | 35kDa                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                    |