

Anti-Ash2L Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Ubl3

Artikelnummer: CM0010668



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ASH2L (ASH2, Bre2). Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IF-P und ELISA. UniProt Q9UBL3.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASH2L Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ASH2, Bre2, ASH2L1, ASH2L2, ASH2L
Spezies	Human
GeneID (Human)	9070
GeneID	9070
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 529-628 von humanem ASH2L (Q9UBL3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBL3
Protein-Gewicht	69kDa
Versand	Eistasche