


Anti-Asl-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04424

Artikelnummer: CM0025272



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches ASL (Argininosuccinat-Lyase), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung am Harnstoffzyklus und Arginin-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASAL; ASL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	435
GenID	435
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 289-464 von menschlichem ASL (NP_000039.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04424
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel