

Anti-Asmtl Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O95671

Artikelnummer: CM0030186



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ASMTL (ASTML/ASMTLX/ASMTLY), validiert für WB, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Zielt auf das Nukleotidmetabolismus-Enzym dTTP/UTP-Pyrophosphatase/Methyltransferase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASMTL Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ASTML; ASMTLX; ASMTLY; ASMTL
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8623
Gen-ID	8623
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-290 des humanen ASMTL (NP_004183.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O95671
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eispackung