

## Anti-Asna1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43681

Artikelnummer: CM0029443



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ASNA1 (GET3/TRC40), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Transports von Tail-anchored-Proteinen und ER-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ASNA1 Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | ARSA1; ASNA1; CMD2H; TRC40; ARSA-I; ASNA-I                                                                                 |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 439                                                                                                                        |
| GeneID            | 439                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-348 von humanem ASNA1 (NP_004308.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS             | O43681                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 39kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |