

Anti-Asns Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08243

Artikelnummer: CM0002823



Einführung

Anti-ASNS Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist Asparagin-Synthetase (P08243), eine Glutamin-abhängige Ligase, die für die Asparagin-Biosynthese und Zellzykluskontrolle essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASNS Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TS11; ASNSD; ASNS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	440
Gen-ID	440
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 des humanen ASNS (P08243) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P08243
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel