

Anti-Asns Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08243

Artikelnummer: CM0026251



Einführung

Hochwertiger anti-ASNS Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Asparagin-Biosynthese und Zellzykluskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ASNS Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	TS11; ASNSD; ASNS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	440
GenID	440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 212-561 des menschlichen ASNS (NP_001664.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08243
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel