

Anti-Asns Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08243

Artikelnummer: CM0016742



Einführung

CamelBio bietet einen für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte validierten anti-ASNS Kaninchen-Polyklonalantikörper an. Ziel ist Asparagin-Synthetase (P08243), beteiligt an der Asparagin-Biosynthese und Zellzykluskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASNS Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TS11, ASNSD, ASNS
Spezies	Human
GeneID (human)	440
GeneID	440
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz 262-561 von humanem ASNS (NP_001664.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08243
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel