

Anti-Aspa Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P45381

Artikelnummer: CM0026158



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Aspartoacylase (ASPA) für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung des N-Acetylaspartat-Stoffwechsels, der Erhaltung der weißen Substanz und der Canavan-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ASP; ACY2; ASPA
Spezies	Human
GeneID (Human)	443
GeneID	443
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Aminosäuresequenz 1-313 des humanen ASPA (NP_001121557.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45381
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eistasche