


Anti-Asph Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q12797

Artikelnummer: CM0030970



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen erkennt menschliches ASPH, auch bekannt als Aspartat-Beta-Hydroxylase. Er ist geeignet für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und enzymgebundener Immunosorbent-Assay (ELISA) und unterstützt die Erforschung von Kalziumsignalisierung und posttranslationalen Modifikationen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASPH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AAH; BAH; HAAH; JCTN; FDLAB; Junktin; CASQ2BP1; ASPH
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	444
Gen-ID	444
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 81-270 von menschlichem ASPH (NP_001158227.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12797
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel