


Anti-Aspscr1 (Tug) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip - Q9Bze9

Artikelnummer: CM0031001



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ASPSCR1 (TUG) für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu GLUT4-Trafficking und Insulin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TUG/ASPSCR1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	TUG; ASPL; ASPS; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPSCR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79058
GenID	79058
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 284-553 von menschlichem TUG/ASPSCR1 (NP_076988.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZE9
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel