


Anti-Ass1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P00966

Artikelnummer: CM0010943



Einführung

Hochwertiger Anti-ASS1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit ASS1 von Mensch, Maus und Ratte; unterstützt Studien zum Harnstoffzyklus und Argininstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASS1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	ASS; CTLN1; ASS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	445
Gen-ID	445
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen ASS1 (P00966) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00966
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel