

Anti-Asun/Ints13 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nvm9

Artikelnummer: CM0007394



Einführung

Anti-ASUN/INTS13 (Integrator-Komplex-Untereinheit 13) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes ASUN/INTS13, eine Schlüsselkomponente des Integrator-Komplexes, die an Transkriptionsbeendigung und Zellzyklusregulation beteiligt ist. Ideal für diagnostische und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ASUN/INTS13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	ASUN; GCT1; NET48; Mat89Bb; SPATA30; C12orf11; ASUN/INTS13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55726
GenID	55726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-300 von humanem ASUN/INTS13 enthält. (NP_060634.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NVM9
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eisbeutel