

Anti-At1R/Agtr1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30556

Artikelnummer: CM0010071



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes AT1R/AGTR1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA geeignet ist. Erkennt den Typ-1-Angiotensin-II-Rezeptor, einen GPCR, der an der Blutdruckregulation und dem Viruseintritt beteiligt ist. Ideal für die kardiovaskuläre und Infektionskrankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AT1R/AGTR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	185
GenID	185
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem AT1R/AGTR1 (P30556) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30556
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel