

Anti-At1R/Agtr1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30556

Artikelnummer: CM0017152



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes AT1R/AGTR1, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt den Angiotensin-II-Typ-1-Rezeptor, einen wichtigen Regulator des Blutdrucks. ~41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	AT1R/AGTR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	AT1; AG2S; AT1B; AT1R; ATR1; AT1AR; AT1BR; AT2R1; HAT1R; AGTR1B; AT1R/AGTR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	185
Gen-ID	185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 294-388 des humanen AT1R/AGTR1 (NP_114438.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30556
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel