

Anti-Atad3A Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7

Artikelnummer: CM0029582

Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes ATAD3A, geeignet für WB, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Validiert für Studien der Mitochondrienbiologie, einschließlich Netzwerkorganisation und Metabolismus. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Krebs und neurodegenerativen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATAD3A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ATAD3A; HAYOS; ATPase-Familie; ATAD3A/B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55210
Gen-ID	55210
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-240 des humanen ATAD3A (NP_001164006.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVI7
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel