

Anti-Atad3A/Atad3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc Und Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Artikelnummer: CM0021642

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ATAD3A und ATAD3B, validiert für WB, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Mitochondrienforschung und Studien zum Zellstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATAD3A/ATAD3B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	TOB3; AAA-TOB3; ATAD3A/ATAD3B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55210/83858
GenID	55210/83858
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Proteingewicht	71/73 kDa
Versand	Eisbeutel