

Anti-Atad3A/B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nvi7 / Q5T9A4

Artikelnummer: CM0006637

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen ATAD3A/B, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Essenziell für die Organisation des mitochondrialen Netzwerks und den Stoffwechsel; bei Lungenadenokarzinomen überexprimiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATAD3A/B Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	ATAD3A; HAYOS; ATPase-Familie; ATAD3A/B
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55210/83858
GenID	55210/83858
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 des menschlichen ATAD3A/B enthält. (NP_060658.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVI7/Q5T9A4
Proteingewicht	57kDa/66kDa/71kDa
Versand	Eisbeutel