

## Anti-Atad3B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5T9A4

Artikelnummer: CM0026639

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATAD3B, validiert für Western Blot und ELISA. Dieser Antikörper detektiert ein 73 kDa großes Protein der inneren Mitochondrienmembran, das in der Stammzell- und Krebsbiologie eine Rolle spielt, und ist ideal für die Erforschung mitochondrialer Netzwerke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ATAD3B Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | TOB3; AAA-TOB3; ATAD3B                                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                      |
| GeneID (Human)    | 83858                                                                                                                      |
| GeneID            | 83858                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem ATAD3B (NP_114127.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                      |
| SWISS             | Q5T9A4                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 73kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |