

Anti-Ataxin-3 (Atxn3) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P54252

Artikelnummer: CM0006632



Einführung

Anti-Ataxin-3 (ATXN3) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Neurodegeneration, Proteinhomöostase und Deubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ataxin-3 (ATXN3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4287
GenID	4287
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 190-361 des menschlichen Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P54252
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel