

Anti-Ataxin-3 (Atxn3) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P54252

Artikelnummer: CM0014644



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Ataxin-3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem ATXN3 und zielt auf die Aminosäuren 1-361 ab. Ideal für Studien zu Neurodegeneration, Autophagie und Proteinhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ataxin-3 (ATXN3) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Spezies	Mensch
Gen-ID	4287
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-361 des humanen Ataxin-3 (ATXN3) (NP_004984.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54252
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku