

Anti-Ataxin-3 (Atxn3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54252

Artikelnummer: CM0013674



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Ataxin-3 (ATXN3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Machado-Joseph-Krankheit und Ubiquitin-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ataxin-3 (ATXN3) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AT3; JOS; MJD; ATX3; MJD1; SCA3; Ataxin-3 (ATXN3)
Spezies	Human
Gen-ID	4287
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1-361 des humanen Ataxin-3 (ATXN3) entspricht (NP_004984.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54252
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eistasche