


Anti-Atf2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15336

Artikelnummer: CM0004051



Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes ATF2 (CREB-2) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur transkriptionellen Regulation und DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1386
Gen-ID	1386
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-340 von humanem ATF2 (NP_001871.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P15336
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel