


Anti-Atf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P - P15336

Artikelnummer: CM0015577



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler ATF2-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ATF2-Protein (~55kDa). Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und der DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATF2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1386
GeneID	1386
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1-190 des humanen ATF2 (NP_001871.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15336
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche