

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Atf3-Antikörper Für Wb - P18847

Artikelnummer: CM0012090

Einführung

Monoklonaler ATF3-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IP, CHIP und ELISA. Ziel ist humanes ATF3 (Gen-ID 467); Kreuzreaktion mit Maus. Rekombinantes Immunogen (AS 1-77). Ideal für die Transkriptions- und Stressforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ATF3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ATF3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	467
GenID	467
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-77 des humanen ATF3 (NP_001665.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, CHIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P18847
Proteingewicht	12-21 kDa
Versand	Kühlakku