

Anti-Atf3 Kaninchen Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - P18847

Artikelnummer: CM0019411

Einführung

Anti-ATF3 Kaninchen polyklonales Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-ATF3. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation und Stressantwort. P18847.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATF3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	467
Gen-ID	467
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-181 des menschlichen ATF3 (NP_001665.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18847
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel