

Anti-Atf3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18847

Artikelnummer: CM0017091

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper spezifisch für ATF3, validiert für WB, IHC-P und ELISA.

Geeignet für die Untersuchung der stressinduzierten Transkriptionsregulation. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ATF3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	467
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-181 von humanem ATF3 (NP_001665.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P18847
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eispackung