

Anti-Atf4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18848

Artikelnummer: CM0014132



Einführung

Hochwertiger ATF4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Forschung zu integriertem Stressantwort, ER-Stress und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	468
GenID	468
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18848
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel