


Anti-Atf4 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18848

Artikelnummer: CM0019521



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ATF4 (CREB2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. ATF4 ist ein zentraler Transkriptionsfaktor in der zellulären Stressantwort und im Stoffwechsel. Ideal für die Erforschung von ER-Stress, oxidativem Stress und Knochenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ATF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB2; TXREB; CREB-2; TAXREB67; ATF4
Spezies	Human
GeneID (Human)	468
GeneID	468
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 260-351 von humanem ATF4 (NP_001666.2) enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18848
Protein-Gewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel