

Anti-Atf5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc Und Elisa - Q9Y2D1

Artikelnummer: CM0021088

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATF5, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein Band bei ~31 kDa im Western Blot. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Transkriptionsregulations- und Neurobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ATF5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATFX; HMFN0395; ATF5
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	22809
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 101-282 von humanem ATF5 (NP_036200.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2D1
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel